

SIMPLIFY YOUR SWALLOWING ASSESSMENTS

— シングルユース軟性鼻咽喉鏡で嚥下評価をシンプルに —



Ambu® aScope™ 4 ライノラリリング

Ambu



ベッドサイド嚥下評価のワークフローを改善

シングルユースの aScope™ 4 ライノラリント スリムは、ベッドサイドでの嚥下評価が必要になったときに、すぐに使用することができます。リユーズブル内視鏡では、評価数やスケジュールを考慮しなければなりません。シングルユース内視鏡はその必要がないため、ワークフロー全体の効率が向上します。

aScope 4 ライノラリント スリムは、軽量で持ち運びやすく、ICU、病棟、救急治療施設など患者さんの近くに簡単に設置することができます。

aScope 4 ライノラリント スリムを滅菌パッケージから取り出し、フルHDの併用モニタ・エービュー 2 アドバンス V2に接続すると、プラグアンドプレイですぐにライブ画像が表示されます。

ビデオ内視鏡ソリューション： 低コストで高品質

aScope 4 ライノラリンゴ スリムは、リユース内視鏡に比べて初期投資が少ないだけでなく、洗浄用品、メンテナンス、修理、長期契約といった運用に伴う隠れたコストが不要になります。

高画質なaScope 4 ライノラリンゴ スリムをフルHDの併用モニター・エービュー 2 アドバンス V2に接続することで、鮮明でシャープな画像を提供します。また毎回新品を使用できるため、リユース内視鏡のような画質劣化の心配もありません。



スムーズな情報管理を実現

aScope 4 ライノラリンゴ スリムでは、嚥下評価の画像や動画を簡単に記録・保存することができます。画像や動画は、嚥下評価後にいつでも確認できるため(フレームごとの再生も可能)、医師が患者さんと一緒にレビューすることができ、評価後の情報管理にも役立ちます。

さらに、PACSサーバーや電子医療記録ソフトウェアと互換性があるため、スムーズな情報管理を可能にします。



注文情報

| 製品名 | カタログ番号 | 入数/箱 |
|-----------------------------------|---------------|------|
| Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ スリム | 510001000 | 5本/箱 |
| Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ インターベンション | 512001000 | 5本/箱 |
| (併用モニタ) Ambu® エービュー 2 アドバンス V2 | 405011000JPN2 | 1台/箱 |

販売名: Ambu aScope ライノラリンゴ 認証番号: 303AFBZI00027000
販売名: Ambu エービュー 2 アドバンス 届出番号: 13B1X10004000081

製品仕様

| 光学系 | |
|---------|---------------------------------|
| 視野方向 | 0° (直視) |
| 視野角 | 85° |
| 被写界深度 | 6 - 50 mm |
| 挿入部 | |
| 屈曲角度 | 上130° / 下130° |
| 挿入コード直径 | 3.0 mm (スリム)、5.0 mm (インターベンション) |
| 先端部直径 | 3.5 mm (スリム)、5.4 mm (インターベンション) |
| 挿入部最大径 | 3.5 mm (スリム)、5.5 mm (インターベンション) |
| 有効長 | 300 mm (スリム)、350 mm (インターベンション) |

技術データは、予告なく変更されることがあります。



| | |
|--|--|
| Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ インターベンション | |
| aScope 4 ライノラリンゴ インターベンションはワーキングチャンネルを備え、治療処置用に設計されているため、特に外来診察室での生検に適しています。インターベンションタイプは高画質で操作性に優れています。 | |

Ambu aScope ライノラリンゴ

【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社
製造元: Ambu A/S (デンマーク)

Ambu エービュー 2 アドバンス

【製造販売業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者: ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社
製造元: Ambu A/S (デンマーク)

Ambu

【製品に関するお問い合わせ先】

アンブ株式会社

www.ambu.co.jp