
一台のモニタで広がる シングルユース内視鏡

Ambu® エービュー 2 アドバンス V2 と共に、
診療科に合わせたシングルユース内視鏡をご用意しています。
滅菌済みのシングルユース内視鏡は、夜間や緊急時など
必要な時、いつでもすぐに使用することができます。
使用後の再処理は不要で廃棄するだけなので、
ワークフローの効率化が期待できます。
更に、毎回新品の状態のため劣化の心配がなく、
いつでも同じ品質と性能を提供します。

喉頭・嚥下内視鏡検査
Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ



分離肺換気、ファイバー挿管、
気管支鏡検査、処置補助
Ambu® aScope™ 4 ブロンコ





分離肺換気、ファイバー挿管、
気管支鏡検査、処置補助
Ambu® aScope™ 5 ブロンコ



膀胱鏡検査、尿管ステント交換、
ボトックス注射補助
Ambu® aScope™ 4 シスト





経尿道的尿路結石破砕術補助
Ambu® aScope™ 5 ウレテロ

Ambu® エービュー 2 アドバンス V2 の特長

- 軽量で持ち運びが容易
- さまざまな臨床状況での品質最適化のための適応処理とカスタマイズ可能な画像調整
- 数秒で起動し、搭載バッテリで 3 時間以上駆動可能
- 高画質な Full-HD 12.8 インチタッチスクリーンモニタ
- 高品質のライブ画像を外部モニタに出力
- **Plug and play**
  aScope ™ 内視鏡をモニタに接続すると、準備が整います。
- 電子患者記録に簡単にアクセスするための、Wi-Fi/LAN を介した DICOM 標準による PACS システムへの接続
- 180°回転オプションを備えた柔軟なデザインと直感的なユーザインターフェース
  注記：回転は、接続している内視鏡が回転機能をサポートしている場合のみ使用できます。

Ambu

ORDERING SPECIFICATION



Ambu® エービュー 2 アドバンス V2

一般的名称：内視鏡ビデオ画像プロセッサ　届出番号：13B1X10461000001

製品名	カタログ番号	JAN コード	解像度	ディスプレイサイズ	重量	入数（箱）
エービュー 2 アドバンス V 2	405011000JPN2	5707480156818	1920 x 1080 ピクセル（フル HD）	12.8 インチ	2.7kg	1

Ambu® aScope™ 4 ブロンコ

一般的名称：ビデオ軟性気管支鏡　認証番号：231AFBZI00026000

製品名	カタログ番号	JAN コード	挿入コード直径	チャンネル径	屈曲角度（上 / 下）	入数（箱）
aScope ™ 4 ブロンコ スリム	476001000	5707480135486	3.8mm	1.2mm	180° / 180°	5
aScope ™ 4 ブロンコ レギュラー	477001000	5707480135516	5.0mm	2.2mm	180° / 180°	5
aScope ™ 4 ブロンコ ラージ	478001000	5707480135547	5.8mm	2.8mm	180° / 160°	5

Ambu® aScope™ 5 ブロンコ

一般的名称：ビデオ軟性気管支鏡　認証番号：304AFBZI00109000

製品名	カタログ番号	JAN コード	挿入コード直径	チャンネル径	屈曲角度（上 / 下）	入数（箱）
aScope ™ 5 ブロンコ ウルトラスリム 2.7/1.2	624001000	5707480159444	2.7mm	1.2mm	210° / 210°	5
aScope ™ 5 ブロンコ スリム 4.2/2.2	620001000	5707480159413	4.2mm	2.2mm	210° / 210°	5
aScope ™ 5 ブロンコ 5.0/2.2	621001000	5707480148776	5.0mm	2.2mm	195° / 195°	5
aScope ™ 5 ブロンコ 5.6/2.8	622001000	5707480148806	5.6mm	2.8mm	195° / 195°	5

Ambu® aScope™ 4 シスト

一般的名称：ビデオ軟性膀胱鏡　認証番号：302AFBZI00095000

製品名	カタログ番号	JAN コード	挿入コード直径	先端部直径	挿入部最大径	屈曲角度（上 / 下）	有効長	入数（箱）
aScope ™ 4 シスト リバース	600001000	5707480140565	16.2Fr / 5.4mm	5.4mm	6.0mm	210° / 120°	390mm	5

Ambu® aScope™ 5 ウレテロ

一般的名称：ビデオ軟性尿管腎盂鏡、ビデオ軟性腎盂鏡　認証番号：306AFBZI00046000

製品名	カタログ番号	JAN コード	挿入コード直径	先端部直径	挿入部最大径	屈曲角度（上 / 下）	有効長	入数（箱）
aScope ™ 5 ウレテロ リバース	605001000	5707480157471	2.7mm	2.6mm	3.0mm	270° /270°	675mm	5

Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ

一般的名称：ビデオ軟性鼻咽喉鏡、ビデオ軟性口腔鏡　認証番号：303AFBZI00027000

製品名	カタログ番号	JAN コード	挿入コード直径	先端部直径	挿入部最大径	屈曲角度（上 / 下）	有効長	入数（箱）
aScope ™ 4 ライノラリンゴ スリム	510001000	5707480140657	3.0mm	3.5mm	3.5 mm	130° /130°	300mm	5
aScope ™ 4 ライノラリンゴ インターベンション	512001000	5707480136988	5.0mm	5.4mm	5.5mm	130° /130°	350 mm	5

Ambu aScope ブロンコ、Ambu aScope 5 ブロンコ HD、
Ambu aScope シスト、Ambu aScope 5 ウレテロ、
Ambu aScope ライノラリンゴ
医療機器の種類：管理医療機器・特定保守管理医療機器
【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】
選任製造販売業者：アンブ株式会社
製造元：Ambu A/S（デンマーク）

Ambu エービュー 2 アドバンス V2
医療機器の種類：一般医療機器・特定保守管理医療機器
【製造販売業者等の氏名又は名称等】
製造販売業者：アンブ株式会社
製造元：Ambu A/S（デンマーク）

本製品の適正使用については、ご使用前に、添付文書を必ずお読み下さい。改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。無断転載・転用は禁じます。

アンブ株式会社
〒102-0084　東京都千代田区二番町 12-3　グレイス麹町 10 階
www.ambu.co.jp

©2026 Ambu KK　CAT-AV2A2-1-HCP-Ver2.0-2026-09