シングルユース軟性鼻咽喉鏡

ワークフローを改善するソリューション

Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ



Ambu

aScope™ 4 ライノラリンゴ で作業効率の向上を

シングルユース軟性鼻咽喉鏡 aScope 4 ライノラリンゴは、
外来診療から入院時の処置まで、ワークフロー全体の効率を向上させ、
患者さんにより集中することができます。

いつでもどこでも使用でき、再処理が不要

aScope 4 ライノラリンゴはシングルユースのため、新品を必要なときいつでも使用することができます。

専用のエービュー 2 アドバンス V2 モニタと共に持ち運びも容易です。使用後の再処理や、修理にかかる手間やコストへの心配がありません。



軽量かつ人間工学的デザインがもたらす違い

aScope 4 ライノラリンゴのハンドルは軽量で人間工学に基づく波形表面のデザインのため、日々何回処置を行っても手に心地よくなじみ、検査はより快適なものとなります。

モニタを離して設置することで、従来の接眼レンズ付きファイバースコープと比べて処置姿勢が楽になります。専用のエービュー 2 アドバンス V2 モニタを使用し、患者さんやスタッフと処置中の画面や過去に記録された画像や動画の共有もしやすくなります。



2タイプの鼻咽喉鏡（検査と治療処置）


aScope™ 4 ライノラリンゴ スリム

aScope 4 ライノラリンゴ スリムは喉頭ファイバースコピーに適しています。エービュー 2 アドバンス モニタに高品質の画像を映し出すことができ、外径が小さいため処置中の患者さんの不快感を最小限に抑えます。屈曲角度 130˚/130˚で、上気道内での操作が容易です。

aScope™ 4 ライノラリンゴ インターベンション

aScope 4 ライノラリンゴ インターベンションはワーキングチャンネルを備え、治療処置用に設計されているため、特に外来診察室での生検に適しています。インターベンションタイプは高画質で操作性に優れています。

- 外径：3.0 mm
- ワーキングチャンネル：なし
- 長さ：300 mm



- 外径：5.0 mm
- ワーキングチャンネル 最小内径：2.0 mm
- 長さ：350 mm

注文情報

製品名	カタログ番号	JANコード	入数／箱
Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ スリム	510001000	5707480140657	5 本／箱
Ambu® aScope™ 4 ライノラリンゴ インターベンション	512001000	5707480136988	5 本／箱
		一般的名称：ビデオ軟性鼻咽喉鏡、ビデオ軟性口腔鏡	認証番号：303AFBZI00027000
Ambu® エービュー 2 アドバンス V2	405011000JPN2	5707480156818	1 台／箱
		一般的名称：内視鏡ビデオ画像プロセッサ	届出番号：13B1X10461000001

製品仕様

光学系	
視野方向	0°（直視）
視野角	85°
被写界深度	6 - 50 mm
挿入部	
屈曲角度	上130° ／ 下130°
挿入コード直径	3.0 mm（スリム）、5.0 mm（インターベンション）
先端部直径	3.5 mm（スリム）、5.4 mm（インターベンション）
挿入部最大径	3.5 mm（スリム）、5.5 mm（インターベンション）
有効長	300 mm（スリム）、350 mm（インターベンション）

Ambu aScope ライノラリンゴ
医療機器の種類：管理医療機器・特定保守管理医療機器
【選任製造販売業者等の氏名又は名称等】
選任製造販売業者：アンブ株式会社
製造元：Ambu A/S（デンマーク）

Ambu エービュー 2 アドバンス
医療機器の種類：一般医療機器・特定保守管理医療機器
【製造販売業者等の氏名又は名称等】
製造販売業者：アンブ株式会社
製造元：Ambu A/S（デンマーク）

本製品の適正使用については、ご使用前に、添付文書を必ずお読み下さい。改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。無断転載・転用は禁じます。

アンブ株式会社
〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-3 グレイス麹町 10 階
www.ambu.co.jp

©2026 Ambu KK CAT-RL4-1-HCP-Ver1.1-2026-09